

Link do produktu: <https://tb-polska.pl/pilka-do-cwiczen-theraband-p-157.html>

## Piłka do ćwiczeń Theraband



Cena brutto	<b>96,55 zł</b>
Cena netto	<b>89,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23001</b>
Kod producenta	<b>23001</b>
Producent	<b>Theraband</b>
Pompka duża	<b>należy zakupić osobno</b>
System ABS	<b>NIE</b>

### Opis produktu

#### Piłki gimnastyczne Theraband i Togu - wszechstronne narzędzie do treningu i rehabilitacji

Zastanawiasz się, jak wzmocnić swoje ciało, poprawić kondycję i mobilność? Poznaj piłki gimnastyczne Thera Band i Togu - niezastąpione narzędzia zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają trwałość i bezpieczeństwo podczas każdego treningu.

#### Zastosowanie piłek gimnastycznych:

- Terapia, fitness i trening sportowy
- "Dynamiczne siedzenie" w celu odciążenia i mobilizacji kręgosłupa
- Wzmocnienie mięśni grzbietu
- Zwiększenie zakresu ruchomości kręgosłupa i stawów
- Poprawa kondycji, koordynacji oraz leczenie schorzeń neurologicznych
- Ćwiczenia przyrostu siły mięśniowej, korekcja wad postawy
- Przygotowanie do porodu, okres poporodowy
- Ergoterapia i ćwiczenia sensomotoryczne dla rozwoju psychomotorycznego

#### Zalety piłek gimnastycznych Theraband i Togu:

- Wytrzymałość na duże dynamiczne obciążenia
- Tania i bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych przyborów terapeutycznych
- Wykonane z Crylonu - odpornego na zniszczenia materiału
- Opcje z systemem ABS, które wolno tracą powietrze po uszkodzeniu
- Opcjonalne akcesoria: podstawa pod piłkę, krążki do układania

- Zgłoszone jako wyroby medyczne Klasy I, wyprodukowane w Niemczech
- Wolne od ftalanów i metali ciężkich

**Dobór piłek w zależności od trudności:**

- Stopień I (łatwy) - piłka z systemem ABS
- Stopień II (średni) - standardowa piłka
- Stopień III (trudny) - piłka Happyback

**Pompka do piłki sprzedawana osobno.**


Aby piłka osiągnęła odpowiedni kształt, należy ją napompować do ok. 80% wielkości, a po 2 dniach do pełnego rozmiaru. Piłki z systemem ABS, ze względu na materiał z którego zostały wyprodukowane potrzebuje więcej czasu aby osiągnąć końcowy rozmiar. Regularne używanie piłki sprawia, że staje się bardziej elastyczna. Przechowuj w suchym i ciepłym miejscu.

Masz pytania?

Chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami pod numerem +48 32 382 06 90 lub napisz na adres e-mail: [biuro@tb-polska.pl](mailto:biuro@tb-polska.pl).

Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci w wyborze idealnego produktu.

Zapraszamy do odkrywania pełni możliwości treningu z piłkami gimnastycznymi Theraband i Togu!



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar- średnica:** 45 cm żółta (wzrost 140 - 150 cm) , 55 cm czerwona (wzrost 151 - 165 cm) , 65 cm zielona (wzrost 166 - 180 cm) , 75 cm niebieska (wzrost 181 - 190 cm)