

Link do produktu: <https://tb-polska.pl/tasma-lateksowa-theraband-rolka-5-5-m-kolor-zolty-opor-slaby-p-49.html>

## Taśma lateksowa Theraband rolka 5,5 m (kolor żółty - opór słaby)

Cena brutto	<b>92,30 zł</b>
Cena netto	<b>85,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>50020</b>
Kod producenta	<b>50020</b>
Producent	<b>Theraband</b>

### Opis produktu

#### Taśma rehabilitacyjna Theraband 5,5 m – opór słaby, żółta

**Taśma rehabilitacyjna Theraband w rolce 5,5 m, kolor żółty, to profesjonalna guma oporowa o słabym poziomie oporu**, przeznaczona do ćwiczeń rehabilitacyjnych, fizjoterapii, treningu medycznego oraz łagodnego wzmacniania mięśni. Jest szczególnie polecana osobom rozpoczynającym ćwiczenia, pacjentom w początkowym etapie rehabilitacji, seniorom oraz wszystkim, którzy potrzebują delikatnego, kontrolowanego oporu podczas terapii ruchem.

Żółta taśma Theraband doskonale sprawdza się w ćwiczeniach kończyn górnych i dolnych, treningu zakresu ruchu, poprawie stabilizacji, aktywizacji mięśni oraz ćwiczeniach ogólnousprawniających. Dzięki długości **5,5 m** taśmę można łatwo przyciąć na krótsze odcinki, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb pacjenta, gabinetu fizjoterapeutycznego lub zajęć grupowych.

#### Zastosowanie taśmy Theraband żółtej

Taśma rehabilitacyjna Theraband o słabym oporze może być wykorzystywana w:

- rehabilitacji po urazach i zabiegach operacyjnych,
- ćwiczeniach wzmacniających mięśnie,
- terapii kończyn górnych i dolnych,
- treningu seniorów,
- ćwiczeniach poprawiających zakres ruchu,
- profilaktyce przeciążeń,
- treningu funkcjonalnym i ogólnorozwojowym,
- ćwiczeniach domowych zaleconych przez fizjoterapeutę.

#### Dlaczego warto wybrać taśmę rehabilitacyjną Theraband?

Taśmy Theraband są jednymi z najczęściej wybieranych gum oporowych w rehabilitacji i fizjoterapii. Umożliwiają stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń dzięki systemowi kolorystycznemu, w którym każdy kolor odpowiada określonemu poziomowi oporu.

**Kolor żółty oznacza słaby opór**, dlatego taśma jest dobrym wyborem dla osób początkujących, pacjentów po kontuzjach oraz osób wymagających delikatnej aktywizacji mięśni.

#### Najważniejsze cechy produktu

- marka: **Theraband**,
- długość rolki: **5,5 m**,
- kolor: **żółty**,
- poziom oporu: **słaby**,
- możliwość przycięcia taśmy na dowolną długość,

- przeznaczona do rehabilitacji, fizjoterapii i ćwiczeń ogólnych,
- odpowiednia do gabinetów, placówek medycznych, klubów fitness i użytku domowego,
- lekka, praktyczna i łatwa w transporcie.

### **Dla kogo przeznaczona jest żółta taśma Theraband?**


Żółta taśma rehabilitacyjna Theraband będzie odpowiednia dla osób, które potrzebują łagodnego oporu podczas ćwiczeń. Sprawdzi się u pacjentów w początkowej fazie rehabilitacji, osób starszych, dzieci pod nadzorem terapeuty oraz wszystkich, którzy rozpoczynają trening z gumami oporowymi.

To praktyczne narzędzie do bezpiecznego wzmacniania mięśni, poprawy kontroli ruchu i stopniowego powrotu do sprawności.



**UWAGA**

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.  
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ  
UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.**



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zestaw ćwiczeń:** Nie , Tak (+ 6,73 zł )